

PASOS PARA TOMAR GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR



1º-LAVARSE LAS MANOS



2º-COJA UNA TIRA REACTIVA



3º-INSERTE LA TIRA REACTIVA



4º-ACTIVAR EL PINCHADOR



5º-ELEGIR ZONA DE INYECCIÓN
(EN AMARILLO)



6º-REALIZAR PINCHAZO



7º-REALIZAR MASAJE



8º-INSERTAR SANGRE EN GLUCOMETRO



9º-RETIRAR TIRA REACTIVA